

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hoxb1ウサギポリクローナル抗体 - P14653

商品番号: CM0027547



前書き

ヒトHOXB1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。ウェスタンブロット、免疫蛍光法/免疫細胞化学法、
ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応しま
す。発生生物学および転写制御の研究に適しています
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXB1 Rabbit pAb
備考/別名	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3211
遺伝子ID	3211
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14653
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋