

WbおよびElisa用 Anti-Hoxb2 ラビットポリクローナル抗体 - P14652

商品番号: CM0021556

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みのAnti-HOXB2
ラビットポリクローナル抗体。ヒトHomeoboxタンパク質Hox-B2を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。
前後軸の発生に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXB2 ラビットポリクローナル抗体
備考/別名	K8; HOX2; HOX2H; Hox-2.8; HOXB2
種	ヒト
遺伝子ID	3212
免疫原	ヒトHOXB2 (NP_002136.1) のアミノ酸50-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P14652
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋