

Anti-Hoxb4 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P17483

商品番号: CM0024240

前書き

WBおよびELISAで実証済みのAnti-HOXB4ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのHOXB4と反応します。発生における転写調節や前後軸パターン形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXB4 Rabbit pAb
別名	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3214
遺伝子ID	3214
免疫原	合成ペプチド ヒトHOXB4（NP_076920.1）のアミノ酸50～150番以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17483
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤