

Wb、Elisa用抗Hoxb6ポリクローナル抗体 - P17509

商品番号: CM0019380

前書き

ヒトHOXB6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
HOXB6はホメオボックスタンパク質転写因子です。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとも交差反応します。発生および転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXB6ウサギpAb
備考／別名	HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6
種	ヒト
遺伝子ID	3216
免疫原	ヒトHOXB6（NP_061825.2）のアミノ酸30～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17509
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷剤