

Wb、Elisa用抗ヒトHoxb7ウサギポリクローナル抗体 - P09629

商品番号: CM0027635

前書き

ヒトHOXB7に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのHOXB7を検出します。発生生物学および癌研究に適しています。免疫原：N末端組換えタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXB7 ウサギpAb
別名	HOX2; HOX2C; HHO.C1; Hox-2.3; HOXB7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3217
遺伝子ID	3217
免疫原	ヒトHOXB7 (NP_004493.3) のアミノ酸1〜120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09629
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷袋