

Wb、Elisa用 抗Hoxc6 ウサギ モノクローナル抗体 - P09630

商品番号: CM0007601

前書き

ヒトHOXC6を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があります。発生転写制御および前後軸パターン形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HoxC6 ウサギ mAb
備考/別名	CP25; HOX3; HOX3C; HHO.C8; HoxC6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3223
遺伝子ID	3223
免疫原	ヒトHoxC6 (NP_004494.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09630
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ