

Wb、Elisa用抗Hoxd10ポリクローナル抗体 - P28358

商品番号: CM0030580

前書き

ヒトHOXD10に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。内在性のHOXD10を検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。発生生物学および泌尿生殖器研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXD10 Rabbit pAb
備考/別名	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
抗原種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3236
遺伝子ID	3236
免疫原	ヒトHOXD10 (NP_002139.2) のアミノ酸1〜240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28358
タンパク質分子量	38kDa
発送	氷袋梱包