

Wb、Elisa用抗Hoxd8ポリクローナル抗体 - P13378

商品番号: CM0022688

前書き

前後軸パターン形成に不可欠なホメオボックス転写因子HOXD8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXD8 ウサギpAb
備考／別名	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3234
GeneID	3234
免疫原	合成ペプチド ヒトHOXD8（NP_001186675.1）のアミノ酸200からC末端までの配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13378
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ