

Wb、Elisa用抗Hoxd9ポリクローナル抗体 - P28356

商品番号: CM0019871

前書き

発生過程の前後軸決定に重要なホメオボックス転写因子であるヒトHOXD9を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションでの検証が完了しています。36kDaのバンドを検出し、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXD9 Rabbit pAb
備考/別名	HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3235
GeneID	3235
免疫原	ヒトHOXD9 (NP_055028.3) のアミノ酸100～200領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28356
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤