


Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P45973

商品番号: CM0015781



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗HP1 alpha/CBX5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのHP1

alpha（ヘテロクロマチンタンパク質1相同体、エピジェネティック抑制とキネトコア形成に関与）を認識します。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
備考/別名	HP1; HP1A; HEL25; X5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23468
免疫原	ヒトHP1 alpha/CBX5 (NP_001120794.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P45973
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋