


Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P45973

商品番号: CM0010417



前書き

ヒト HP1 alpha/CBX5

ウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA対応）。ヒト、マウス、ラットの標的を検出します。ヘテロクロマチンおよびエピジェネティクス研究に適しています。P45973。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HP1 alpha/CBX5 Rabbit mAb
備考/別名	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	23468
GeneID	23468
免疫原	合成ペプチド ヒト HP1 alpha/CBX5 (P45973) のアミノ酸 92-191 領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト (Human)、マウス (Mouse)、ラット (Rat)
SWISS	P45973
タンパク質分子量	22kDa
配送方法	アイスバッグ