


抗Hp1 Alpha/Cbx5ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip対応) - P45973

商品番号: CM0018072



前書き

HP1

alpha/CBX5を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPに使用可能です。エピジェネティックな抑制に関与するヘテロクロマチンタンパク質であるヒト、マウス、ラットのHP1

alphaを認識します。クロマチンおよびセントロメアの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HP1 alpha/CBX5 ウサギpAb
備考/別名	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23468
GeneID	23468
免疫原	ヒトHP1 alpha/CBX5の1-191アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001120794.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45973
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスパック