

## Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q13185

商品番号: CM0024008



### 前書き

ヒトHP1 gamma/CBX3 (HECH, HP1-GAMMA)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IHC-P、ELISAで信頼性の高い検出を提供します。エピジェネティクスおよびヘテロクロマチン研究において検証済みです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名      | HP1 gamma/CBX3 ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名    | HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3                  |
| 種        | ヒト                                                            |
| GeneID   | 11335                                                         |
| 免疫原      | ヒトHP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2) のアミノ酸1-183に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                           |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS    | Q13185                                                        |
| タンパク質分子量 | 21kDa                                                         |
| 配送       | アイスバッグ                                                        |