

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Hp1ガンマ/Cbx3 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q13185

商品番号: CM0023189



前書き

HP1ガンマ/CBX3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。分子量：21kDa。ヘテロクロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HP1ガンマ/CBX3 ウサギ pAb
備考/別名	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; X3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11335
GeneID	11335
免疫原	組換えタンパク質：ヒトHP1ガンマ/CBX3 (NP_009207.2) のアミノ酸1-183に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13185
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ