

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hp1Bp3ウサギポリクローナル抗体 - Q5Ssj5

商品番号: CM0014687



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのHP1BP3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。細胞増殖およびクロマチン凝縮の調節因子であるヘテロクロマチンタンパク質1結合タンパク質3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HP1BP3ウサギpAb
備考／別名	HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3
種	ヒト
GeneID	50809
免疫原	ヒトHP1BP3（NP_057371.2）のアミノ酸1～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5SSJ5
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ