

Wb、Elisa用抗Hpcal1ポリクローナル抗体 - P37235

商品番号: CM0018472



前書き

HPCAL1ウサギpAb (P37235) は、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに反応します。カルシウム結合タンパク質および視覚シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HPCAL1ウサギpAb
備考/別名	BDR1 ; HLP2 ; VILIP-3 ; HPCAL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3241
遺伝子ID	3241
免疫原	ヒトHPCAL1 (NP_002140.2) のアミノ酸1〜193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37235
タンパク質重量	22kDa
輸送	保冷剤