

Wb、Ip、Elisa対応 抗Hpcal1ウサギポリクローナル抗体 - P37235

商品番号: CM0023663



前書き

ヒトHPCAL1（ヒポカルシン様タンパク質1）に対して作製されたウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。標的分子量は約22 kDaです。カルシウムシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HPCAL1 ウサギpAb
別名	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
種	ヒト
遺伝子ID	3241
免疫原	ヒトHPCAL1（NP_002140.2）のアミノ酸1-193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37235
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤