

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗HPdウサギポリクローナル抗体 - P32754

商品番号: CM0030725



前書き

ヒトHPD（4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用。マウスおよびラットとの交差反応性を確認済み。チロシン代謝および代謝疾患研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HPD ウサギ pAb
備考/別名	PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3242
遺伝子ID	3242
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHPD (NP_002141.1) のアミノ酸1-393に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32754
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ