


Wb、Elisa用抗Hprt1ポリクローナル抗体 - P00492

商品番号: CM0018828



前書き

ヒトHPRT1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。プリン再利用経路、Lesch-Nyhan症候群、痛風の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HPRT1ウサギpAb
備考／別名	HPRT; HGPRT; HPRT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3251
GeneID	3251
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHPRT1 (NP_000185.1) のアミノ酸1〜218に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00492
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ