


Wb・Elisa用 抗Hprt1 ウサギモノクローナル抗体 - P00492

商品番号: CM0007845



前書き

ヒトHPRT1に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、ノックアウト検証済み、WBおよびELISAに適しています。プリンサルベージ経路の研究に最適で、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済み] HPRT1 ウサギmAb
別名	HPRT; HGPRT; T1
対象種	ヒト
遺伝子ID	3251
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00492
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	水袋