

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Hps4ポリクローナル抗体 - Q9Nqg7

商品番号: CM0019869



前書き

BLOC-

3複合体の構成因子であるHPS4に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。メラノソーム生成およびヘルマンスキー・プロダック症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HPS4 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LE; BLOC3S2; HPS4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89781
GeneID	89781
免疫原	ヒトHPS4 (NP_071364.4) のアミノ酸387-708に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQG7
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋