

WbおよびElisa用抗Hrポリクローナル抗体 - O43593

商品番号: CM0013745

前書き

ヒトHRのアミノ酸200～480に相当する組換えタンパク質免疫原。WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗HRポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヒストン脱メチル化および毛髪生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRウサギpAb
備考／別名	AU；MUHH；ALUNC；HYPT4；MUHH1；HSA277165；HR
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	55806
GeneID	55806
免疫原	ヒトHRのアミノ酸200～480（NP_005135.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43593
タンパク質分子量	127 kDa
輸送	保冷バッグ