


Wb、Elisa用 Anti-Hras モノクローナル抗体 - P01112

商品番号: CM0002508



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-HRASウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性あり。Ras-MAPKシグナル伝達、細胞増殖、癌生物学の研究に最適。SWISS P01112。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRAS ウサギ mAb
備考/別名	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3265
GeneID	3265
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P01112
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷バッグ