


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hrasポリクローナル抗体 - P01112

商品番号: CM0017052



前書き

ヒトHRAS（GTPase HRas、p21ras）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。Ras-MAPKシグナル伝達および癌遺伝子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRAS ウサギ pAb
備考/別名	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
種	ヒト
遺伝子ID	3265
免疫原	ヒトHRAS（NP_005334.1）のアミノ酸1-189に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01112
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ