


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hrasポリクローナル抗体 - P01112

商品番号: CM0029232



前書き

ヒトHRAS (p21ras) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。Ras-MAPKシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRAS Rabbit pAb
備考/別名	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3265
GeneID	3265
免疫原	合成ペプチド ヒトHRAS (NP_203524.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01112
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋