

Wb、Elisa用 抗Hrh1 ポリクローナル抗体 - P35367

商品番号: CM0013014



前書き

ヒトヒスタミンH1受容体（HRH1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。56kDaのタンパク質を検出します。GPCRシグナリング、アレルギー、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRH1 Rabbit pAb
備考/別名	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3269
遺伝子ID	3269
免疫原	ヒトHRH1 (NP_000852.1) のアミノ酸250-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35367
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ