


WbおよびElisa用Anti-Hrpt2 / Cdc73ウサギポリクローナル抗体 - Q6P1J9

商品番号: CM0018395



前書き

ヒトサンプルにおけるウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済みのHRPT2 / CDC73ウサギポリクローナル抗体。転写およびWntシグナル伝達に参与する腫瘍抑制因子であるパラフィブロミンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRPT2 / CDC73ウサギpAb
備考／別名	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; Clorf28; HRPT2 / CDC73
種	ヒト
GeneID（ヒト）	79577
GeneID	79577
免疫原	ヒトHRPT2 / CDC73（Q6P1J9）のアミノ酸435～505に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6P1J9
タンパク質分子量	61 kDa
輸送	保冷バッグ