

## Wb・Elisa対応 Hrpt2/Cdc73 ウサギモノクローナル抗体 - Q6P1J9

商品番号: CM0004857

### 前書き

HRPT2/CDC73（パラフィブロミン）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAにおいて、ヒト、マウス、ラットでの使用が検証済みです。転写調節と細胞周期進行に関与する腫瘍抑制因子です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | HRPT2 / CDC73 ウサギmAb                                             |
| 別名         | HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; Clorf28; HRPT2 / CDC73           |
| 種          | ヒト                                                               |
| GeneID（ヒト） | 79577                                                            |
| GeneID     | 79577                                                            |
| 免疫原        | ヒトHRPT2 / CDC73 (NP_078805.3) のアミノ酸300-400番目に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                        |
| 用途         | WB、ELISA                                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS      | Q6P1J9                                                           |
| タンパク質分子量   | 61 kDa                                                           |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                              |