

Wb、Elisa用 Anti-Hs1Bp3 ポリクローナル抗体 - Q53T59

商品番号: CM0025026

前書き

ヒト HS1BP3

ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。IL-

2シグナル伝達の潜在的なモジュレーター。分子量 43 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HS1BP3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
種	ヒト
GeneID	64342
免疫原	ヒト HS1BP3 (NP_071905.3) のアミノ酸 1-200 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53T59
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋