


Anti-Hs3St3A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y663

商品番号: CM0022546



前書き

ヒトHS3ST3A1に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。糖生物学およびHSV-1侵入研究に關与するヘパラン硫酸3-O-スルホトランスフェラーゼ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HS3ST3A1 Rabbit pAb
備考/別名	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9955
遺伝子ID	9955
免疫原	ヒトHS3ST3A1 (NP_006033.1) のアミノ酸44-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y663
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋