

Anti-Hsc70-Interacting Protein (Hip) モノクローナル抗体（Wb用） - P50502

商品番号: CM0008487

前書き

Anti-Hsc70-interacting protein (HIP)

ウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒトおよびマウスのST13/HIP（Hsp70の細胞質コシャペロン）を認識します。41 kDaタンパク質。UniProt P50502。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsc70-interacting protein (HIP) ウサギ mAb
備考/別名	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interacting protein (HIP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6767
GeneID	6767
免疫原	合成ペプチド ヒトHsc70-interacting protein (HIP) (P50502)のアミノ酸270-369配列内に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P50502
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ