

Anti-Hsc70-Interacting Protein (Hip) ウサギ Pab - P50502

商品番号: CM0029145

前書き

ヒトHsc70-interacting protein (HIP/ST13)を認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット(WB)およびELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。シャペロン研究およびタンパク質フォールディング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsc70-interacting protein (HIP) ウサギ pAb
備考/別名	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interacting protein (HIP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6767
GeneID	6767
免疫原	ヒトHsc70-interacting protein (HIP) (NP_003923.2) のアミノ酸1-369に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50502
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ