

Anti-Hsc70/Hspa8 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P11142

商品番号: CM0002936



前書き

ヒトHsc70/HSPA8

(P11142)に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タンパク質品質管理、オートファジー、およびストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsc70/HSPA8 Rabbit mAb
備考/別名	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3312
GeneID	3312
免疫原	ヒトHsc70/HSPA8 (P11142)のアミノ酸547-646領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11142
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスパック