

WbおよびElisa用 抗Hscbウサギポリクローナル抗体 - Q8Iwl3

商品番号: CM0015659



前書き

ヒトHSCB

(JAC1/HSC20)に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。
ミトコンドリアおよび細胞質における鉄-
硫黄クラスターの組み立て、SDHBの組み込み、造血
に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSCBウサギ pAb
備考/別名	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	150274
遺伝子ID	150274
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHSCB (NP_741999.3) のアミノ酸30-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IWL3
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷剤