

ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Hsd11B2 ウサギポリクローナル抗体 - P80365

商品番号: CM0027233

前書き

ヒトHSD11B2 (11-β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素タイプ2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットとELISAで検証済み、ラットとの交差反応性あり。糖質コルチコイド代謝およびミネラルコルチコイド受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD11B2 ウサギ pAb
備考/別名	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
種	ヒト
遺伝子ID	3291 (ヒト)
免疫原	ヒトHSD11B2 (NP_000187.3) のアミノ酸266-405を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P80365
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ