

Anti-Hsd17B1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P14061

商品番号: CM0018620



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みのHSD17B1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHSD17B1（17β-HSD1、35kDa）を認識します。エストロゲン生合成およびステロイド代謝の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B1 Rabbit pAb
備考/別名	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3292
遺伝子ID	3292
免疫原	ヒトHSD17B1（NP_000404.2）のアミノ酸1-328に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14061
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋