

## ウェスタンブロット、Elisa用抗Hsd17B13ウサギモノクローナル抗体 - Q7Z5P4

商品番号: CM0003110



### 前書き

ヒトHSD17B13（遺伝子ID: 345275）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。肝脂質代謝および肝臓病研究に最適です。SWISS: Q7Z5P4；タンパク質分子量: 34kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | HSD17B13 ウサギmAb                                           |
| 別名         | FLDP; SCDR9; N1L497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13          |
| 対象種        | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 345275                                                    |
| 遺伝子ID      | 345275                                                    |
| 免疫原        | ヒトHSD17B13 (NP_835236.2) のアミノ酸30～211番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                 |
| 適用用途       | WB、ELISA                                                  |
| 交差反応性      | ヒト                                                        |
| SWISS      | Q7Z5P4                                                    |
| タンパク質分子量   | 34kDa                                                     |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                       |