


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Hsd17B13ウサギモノクローナル抗体 - Q7Z5P4

商品番号: CM0012265



前書き

ヒトHSD17B13（Q7Z5P4）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。肝脂質代謝研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B13ウサギmAb
備考／別名	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
種	ヒト
GeneID（ヒト）	345275
GeneID	345275
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHSD17B13（NP_835236.2）のアミノ酸34～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z5P4
タンパク質分子量	34 kDa
配送	保冷バッグ