


## Anti-Hsd17B13 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - Q7Z5P4

商品番号: CM0027764



### 前書き

HSD17B13に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのHSD17B13を検出；肝臓脂質代謝研究に対応。脂質滴および小胞体（ER）の局在に特異的。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | HSD17B13 Rabbit pAb                               |
| 備考/別名       | FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13 |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 345275                                            |
| GeneID      | 345275                                            |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                                          |
| ソース         | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS       | Q7Z5P4                                            |
| タンパク質分子量    | 34kDa                                             |
| 配送          | アイスバッグ                                            |