


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用Anti-Hsd17B13ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z5P4

商品番号: CM0020362



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでバリデーション済みのHSD17B13ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのHSD17B13（約34 kDaの肝臓脂質代謝酵素）を検出します。肝臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B13ウサギpAb
備考／別名	FLDP、SCDR9、N1IL497、SDR16C3、HMFN0376、HSD17B13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	345275
GeneID	345275
免疫原	ヒトHSD17B13（NP_835236.2）のアミノ酸34～300に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q7Z5P4
タンパク質分子量	34 kDa
配送	保冷バッグ