

抗Hsd17B2モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P37059

商品番号: CM0012475

前書き

ヒトHSD17B2を標的とするモノクローナル抗体（P37059）で、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ステロイド代謝や内分泌調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B2 ウサギmAb
別名	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3294
遺伝子ID	3294
免疫原	ヒトHSD17B2（NP_002144.1）のアミノ酸100～200番領域の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37059
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋梱包