

WbおよびElisa用Anti-Hsd17B3ウサギポリクローナル抗体 - P37058

商品番号: CM0025034

前書き

ヒトHSD17B3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。アンドロゲン生合成および関連する診断アプリケーションの研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B3 Rabbit pAb
備考/別名	EDH17B3; SDRI2C2; HSD17B3
種	ヒト
遺伝子ID	3293
免疫原	ヒトHSD17B3 (NP_000188.1) のアミノ酸1-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P37058
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスパック