

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Hsd17B7 ウサギポリクローナル抗体 - P56937

商品番号: CM0022981

前書き

ヒトHSD17B7 (P56937)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタン
ブロット、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。
ステロイドホルモン代謝およびコレステロール生合成
研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B7 ウサギ pAb
備考/別名	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51478
遺伝子ID	51478
免疫原	ヒトHSD17B7 (NP_057455.1) のアミノ酸110-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56937
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ