

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hsd17B8ポリクローナル抗体 - Q92506

商品番号: CM0017222



前書き

ヒトHSD17B8（Q92506）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア脂肪酸合成およびステロイド代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B8 ウサギpAb
備考/別名	KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dJ1033B10.9; HSD17B8
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7923
GeneID	7923
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92506
タンパク質分子量	27kDa
輸送	アイスバッグ