

Wb、If-P、Elisa用抗Hsd3B1ポリクローナル抗体 - P14060

商品番号: CM0026048

前書き

ヒトHSD3B1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラット検体中の内在性HSD3B1を検出し、ステロイド生成およびアンドロゲン代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD3B1 ウサギpAb
備考/別名	HSD3B; HSD3B3; HSD3B3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3283
GeneID	3283
免疫原	ヒトHSD3B1 (NP_000853.1) のアミノ酸1〜290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14060
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤