

Anti-Hsd3B1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P14060

商品番号: CM0002211

前書き

ヒトHSD3B1に対するウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ステロイド合成およびホルモン研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD3B1 Rabbit mAb
備考/別名	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3283
GeneID	3283
免疫原	ヒトHSD3B1 (P14060) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P14060
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパック