

抗Hsd3B2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P26439

商品番号: CM0023541

前書き

ヒトHSD3B2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング（WB）、免疫蛍光（IF/IC C）、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのHSD3B2を検出し、ステロイド生成、ホルモン生合成、内分泌障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD3B2 Rabbit pAb
別名	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
対象種	ヒト
遺伝子ID	3284
免疫原	ヒトHSD3B2（NP_000189.1）のアミノ酸1-287番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
UniProtアクセッション番号	P26439
分子量	42kDa
発送方法	保冷剤