


ウエスタンブロット、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Hsf1ウサギモノクローナル抗体 - Q00613

商品番号: CM0004834



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IP、ELISA用に検証済みのウサギ抗HSF1モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。熱ショック応答および転写研究に最適。SWISS: Q00613。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSF1ウサギmAb
備考/別名	HSTF1; HSF1
種	ヒト
GeneID	3297
免疫原	合成ペプチド ヒトHSF1 (NP_005517.1) のアミノ酸429-530に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00613
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ