


抗Hsf1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q00613

商品番号: CM0019642



前書き

ヒトおよびマウスのWB、IHC-P、ELISAで検証済みのHSF1ウサギポリクローナル抗体。熱ショック応答の中心となるストレス誘導性転写因子。がん、ストレス生物学、HIV潜伏感染の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSF1 Rabbit pAb
備考/別名	HSF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3297
GeneID	3297
免疫原	ヒトHSF1の367-529アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005517.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00613
タンパク質重量	52kDa/57kDa
配送	アيسバック