


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hsf1ウサギポリクローナル抗体 - Q00613

商品番号: CM0015415



前書き

このウサギポリクローナル抗体はHSF1（HSTF1）を標的とし、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ストレス応答および転写制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSF1ウサギpAb
備考/別名	HSTF1; HSF1
種	ヒト
Gene ID	3297
免疫原	ヒトHSF1（NP_005517.1）のアミノ酸350～529に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00613
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ